

Bion Multi Calibrator & QC

Component	Bion Cal J501 EXP : 2026-12-12	Bio-Rad Normal LOT : 89771 EXP : 2027-07-31		Bio-Rad Normal LOT : 89772 EXP : 2027-07-31	
BION ALB	3.6	3.7	0.2	2.6	0.4
BION ALP	240	128	10	541	25
BION AMY	185	67	8	586	40
BION BUN	48	16.3	3	46.9	7.0
BION CHOL	171	242	24	106	12
BION CREA	3.73	2.31	0.2	5.56	0.6
BION D-BIL	2.1	0.44	0.1	1.74	0.2
BION GGT	102	63	6.0	179	9
BION Glucose	212	74	5.0	292	15
BION AST (GOT)	116	51	4.0	234	10
BION ALT (GPT)	111	33	3.0	116	8.0
BION HDL	57	80	5.0	23	3.0
BION LDH	566	379	17.5	931	40
BION LDL	62	98	7.0	52	4.0
BION T-BIL	4.3	1.14	0.12	4.01	0.2
BION TG	145	167	10	80	5.0
BION TP	5.7	6.4	0.4	4.4	0.2
BION UA	5.3	4.46	0.35	9.4	0.7
BION CA	10.5	8.9	0.8	11.7	1.0
BION P	5.45	3.15	0.3	6.92	0.8
BION MG	2.9	2.3	0.3	4.9	0.4
BION CK	394	150	11	450	20

(주) 메타메디

약 30분간 실온에서 방치한 후 천천히
전도 혼합한 후에 사용합니다.

주소 : 대전광역시 서구 계백로 860번길 8, 203호

E-mail : mtmd@metamedi.net

Tel : 041-751-3826

Fax : 041-754-3827

META-MEDI
(주) 메타메디